

Informações de Exame

Código

PATT

Exame

ESTUDO DE DETERMINACAO DE PATERNIDADE (TRIO)

Sinônimos

1216 PATERNIDADE TRIO, DNA, SUPOSTO PAI MAE FILHO / FILHA, TESTE DE PATERNIDADE

Material

SGTOTA

Interpretação

O estudo de determinação de vínculo genético realizado no Departamento de Genética Molecular do Hermes Pardini é validado pela Sociedade Internacional de Genética Forense (ISFG). As amostras são analisadas por duas equipes diferentes (prova e contraprova). Para testes DUO são analisados no mínimo 18 marcadores de regiões STR. Laudos de inclusão são liberados com uma probabilidade mínima de 99,99% e laudos de exclusão são liberados como no mínimo 4 exclusões (inconsistência genética) entre os envolvidos. Esse teste, embora raramente, pode apresentar resultado inconclusivo.

Prazo: 20 dias úteis

Método(s) e Valor(es) de Referência

Método	Parâmetro	Cód.Parâmetro	Valor de Referência
	FRASE	FRASE	

Produção do Exame

Volume Mínimo:	4,0 mL - Refrigerado
Prazo:	20 dias úteis
Realização:	Rotina
Meio(s) de Coleta:	2 Tubos EDTA para cada paciente ROXO: Refrigerado

Regiões de Coleta

RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome

Instruções de Preparo

- Jejum não obrigatório.
- Exame de Investigação de Paternidade do qual participa mãe, filho (a) requerente e suposto pai.
- É OBRIGATÓRIO encaminhar cópia do documento (RG e CPF) dos participantes OU certidão de nascimento para menores de idade. Apresentar documento original.
- Envolvidos menores de idade somente poderão participar do teste acompanhados do responsável legal com documentos comprobatórios.
- Necessário preenchimento dos termos e declarações abaixo CORRETAMENTE e envio para realização do exame.
 - Termo de responsabilidade da mãe;
 - Termo de responsabilidade do suposto pai;
 - Termo de responsabilidade do filho;
 - Declaração de coleta;
 - Declaração de convênio.

- O material deve ser colhido e enviado no Kit fornecido pelo Maricondi Apoio. NÃO será aceito o envio em outro kit.
- Para solicitação do kit de coleta, termos e declarações para preenchimento, enviar e-mail para material@labmaricondi.com.br informando a quantidade necessária. Qualquer dúvida entrar em contato com Maricondi APOIO.

Instruções de Coleta

- Enviar a amostra no mesmo dia da coleta.
- Colher DOIS tubos de sangue total com anticoagulante EDTA, para CADA participante.
- Homogeneizar por inversão.
- IDENTIFICAR cada tubo CORRETAMENTE.
- Lacrar os tubos em um saco plástico, colar etiqueta fornecida pelo Maricondi APOIO, assinar a mesma e envolvê-la com fita adesiva.
- Enviar amostra em tubo PRIMÁRIO refrigerado.

Instruções de Rejeição

- Amostra com hemólise acentuada.
- Amostra colhida com anticoagulante incorreto.
- Amostra coagulada.
- Amostras com volume insuficiente para realização do exame.
- Amostra sem estabilidade, com prazo de conservação inadequado.
- KIT lacrado incorretamente ou violado.

Instruções de Estabilidade

- 5 dias refrigerado entre 2 a 8°C.