

Informações de Exame

Código

PATD

Exame

ESTUDO DE DETERMINACAO DE PATERNIDADE (DUO)

Sinônimos

2166 PATERNIDADE DUO

Material

SGTOTA

Interpretação

O estudo de determinação de vínculo genético realizado no departamento de genética molecular do Hermes Pardini são validados pela sociedade internacional de genética forense (ISFG).

As amostras são analisadas por duas equipes diferentes (prova e contraprova).

Para testes DUO são analisados no mínimo 18 marcadores de regiões STR.

Laudos de inclusão são liberados com uma probabilidade mínima de 99,99% e laudos de exclusão são liberados como no mínimo 4 exclusões (inconsistência genética) entre os envolvidos.

Esse teste, embora raramente, pode apresentar resultado inconclusivo.

Prazo: 20 dias úteis

Método(s) e Valor(es) de Referência

Método	Parâmetro	Cód.Parâmetro	Valor de Referência
	FRASE	FRASE	

Produção do Exame

Volume Mínimo:	4,0 mL - Refrigerado
Prazo:	20 dias úteis
Realização:	Rotina
Meio(s) de Coleta:	Tubo EDTA para cada paciente ROXO: Refrigerado

Regiões de Coleta

RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome

Instruções de Preparo

- Jejum não obrigatório.
- Exame de Investigação de Paternidade do qual participa filho (a) requerente e suposto pai OU suposta mãe.
- É OBRIGATÓRIO encaminhar cópia do documento (RG e CPF) dos participantes OU certidão de nascimento para menores de idade. Apresentar documento original.
- Envolvidos menores de idade somente poderão participar do teste acompanhados do responsável legal com documentos comprobatórios.
- Necessário preenchimento dos termos e declarações abaixo CORRETAMENTE e envio para realização do exame.
 - Termo de responsabilidade da mãe;
 - Termo de responsabilidade do suposto pai;
 - Termo de responsabilidade do filho;
 - Declaração de coleta;
 - Declaração de convênio.

- O material deve ser colhido e enviado no Kit fornecido pelo Maricondi Apoio. NÃO será aceito o envio em outro kit.
- Para solicitação do kit de coleta, termos e declarações para preenchimento, enviar e-mail para material@labmaricondi.com.br informando a quantidade necessária. Qualquer dúvida entrar em contato com Maricondi APOIO.

Instruções de Coleta

- Enviar a amostra no mesmo dia da coleta.
- Colher DOIS tubos de sangue total com anticoagulante EDTA, para CADA participante.
- Homogeneizar por inversão.
- IDENTIFICAR cada tubo CORRETAMENTE.
- Lacrar os tubos em um saco plástico, colar etiqueta fornecida pelo Maricondi APOIO, assinar a mesma e envolvê-la com fita adesiva.
- Enviar amostra em tubo PRIMÁRIO refrigerado.

Instruções de Rejeição

- Amostra com hemólise acentuada.
- Amostra colhida com anticoagulante incorreto.
- Amostra coagulada.
- Amostras com volume insuficiente para realização do exame.
- Amostra sem estabilidade, com prazo de conservação inadequado.
- KIT lacrado incorretamente ou violado.

Instruções de Estabilidade

- 5 dias refrigerado entre 2 a 8°C.