

Informações de Exame

Código

Exame

Sinônimos

PATDS

PATERNIDADE DUO SALIVAR

2239 PATERNIDADE DUO SALIVAR

Material

SALIVA

Interpretação

O estudo de determinação de vínculo genético realizado no Departamento de Genética Molecular do Hermes Pardini é validado pela Sociedade Internacional de Genética Forense (ISFG). As amostras são analisadas por duas equipes diferentes (prova e contraprova). Para testes DUO são analisados no mínimo 18 marcadores de regiões STR. Laudos de inclusão são liberados com uma probabilidade mínima de 99,99% e laudos de exclusão são liberados como no mínimo 4 exclusões (inconsistência genética) entre os envolvidos. Esse teste, embora raramente, pode apresentar resultado inconclusivo.

Prazo: 20 dias úteis

Método(s) e Valor(es) de Referência

Método	Parâmetro	Cód.Parâmetro	Valor de Referência
	FRASE	FRASE	

Produção do Exame

Volume Mínimo:	1,0 mL - Ambiente
Prazo:	20 dias úteis
Realização:	Rotina
Meio(s) de Coleta:	KIT paternidade (swab bucal) PATER: Ambiente

Regiões de Coleta

RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome
RegiaoCodigo	RegiaoNome

Instruções de Preparo

- Exame de Investigação de Paternidade do qual participa mãe, filho (a) e suposto pai.
- O material deve ser colhido e enviado no Kit fornecido pelo Maricondi Apoio. NÃO será aceito o envio em outro kit.
- A coleta deve ser presenciada por todos os envolvidos no exame de vínculo genético.
- Obrigatória cópia do documento de identificação com foto e assinatura de cada envolvido com apresentação do original no momento da coleta.
- No caso de menores de idade serão aceitas certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo (quando a criança não for registrada).
- NÃO serão aceitas declarações de hospitais, carteiras de vacinação, etc.
- Para coletas que a mãe e/ou suposto pai forem MENORES DE IDADE é obrigatório autorização por escrito de um dos pais ou responsável legal, bem como a apresentação da documentação (cópia e original).

Instruções de Coleta

- A coleta deve ser realizada de acordo com as instruções presentes no Formulário dentro do Kit fornecido pelo Maricondi Apoio.
- OBRIGATÓRIO o preenchimento de Termos e Declaração de paternidade presente dentro do Kit.
- Todas as documentações, Termos e Declaração e amostras devem ser colocadas na bag e LACRADAS.
- Identificar o código do laboratório e data da coleta.
- NÃO aceitaremos bags violadas.
- As amostras devem ser enviadas no MESMO DIA da coleta.

Instruções de Rejeição

- Amostras sem identificação ou identificadas incorretamente.
- Não correspondência entre os dados do paciente presentes no frasco/tubo/lâmina e a requisição do exame.
- Não enviado em KIT fornecido pelo Maricondi Apoio.
- KIT lacrado incorretamente ou violado.

Instruções Adicionais

- Uso de enxaguante bucal.